

منابع خطا در شمارش اتوماتیک سلول‌ها



مقدمه

♦ علی‌رغم تمام پیشرفت‌هایی که به دست آمده در آنالیزهای هماتولوژی، باز هم احتمال وقوع نتایج کاذب و نادرست در پاسخ‌های CBC وجود دارد.

♦ این پاسخ‌های کاذب ممکن است سبب بروز مشکلاتی نظیر:
- تشخیص نادرست بیماری \rightarrow تشخیص ITP به هنگام ترمبوسیتوپنی کاذب

- و یا درمان‌های نامناسب \rightarrow تجویز استروئید یا اسپلنکتومی در موارد ترمبوسیتوپنی کاذب

- و یا انجام آزمایش‌های غیرضروری گردند

\rightarrow آگاهی از علت و مکانیسم این خطاها و چگونگی رفع آنها می‌تواند در پیشگیری از موارد فوق و ارائه یک پاسخ صحیح به پزشک معالج مؤثر باشد.

برخی از عوامل ایجاد کننده خطا در شمارش اتوماتیک سلولها


عامل خطا	توضیحات
<ul style="list-style-type: none"> جمع آوری و یا نگهداری نامناسب نمونه 	<ul style="list-style-type: none"> نمونه مربوط به بیمار دیگر باشد، آزمایش‌های درخواستی چیز دیگری باشند رقیق شدن نمونه؛ مثلاً نمونه از محلی گرفته شود که در بالاتر از آن تزریق داخل وریدی انجام می‌گیرد و یا نسبت محلول EDTA به خون زیاد باشد جمع آوری خون در ظرفی که دارای غلظت زیاد EDTA باشد غلظت شدن خون به علت بسته بودن طولانی مدت تورنیکت (بیش از یک دقیقه) وجود لخته‌های ریز و کوچک در نمونه لایز نمونه حرارت دادن و یا منجمد نمودن سهوی نمونه خون مانده نمونه آلوده با چربی زیر جلدي
<ul style="list-style-type: none"> نمونه‌برداری نامناسب 	<ul style="list-style-type: none"> نقص اولیه در دستگاه مخلوط شدن ناکافی نمونه حجم ناکافی نمونه انسداد مجرای مکش دستگاه مثلاً توسط لخته خونی
<ul style="list-style-type: none"> کالیبراسیون نامناسب دستگاه نگهداری نامناسب دستگاه و معرف‌ها خطاهای ذاتی مربوط به متدولوژی خطاهای ناشی از اختلالات مربوط به نمونه 	<ul style="list-style-type: none"> استفاده از مواد کنترلی به عنوان کالیبراتور در حضور هیپوکرومی، شمارشگرهای امپدانسی MCV را پایین تر از میزان واقعی برآورد می‌کنند. عدم تشخیص سلول‌ها به علت کمبود پراکسیداز، در برخی دستگاه‌ها به عنوان مثال آگلوتینین‌های سرد باعث ایجاد خطا در میزان هماتوکریت و یا اندیس‌های اریتروسیته می‌گردند. همچنین نقص یا کمبود پراکسیداز ممکن است باعث نوتروپنی کاذب در بعضی سیستم‌ها گردد



منابع خطا در آنالیزرهای هماتولوژی

- ◆ منابع خطا در شمارش اتوماتیک پلاکتها
- ◆ منابع خطا در شمارش اتوماتیک گلبولهای سفید
- ◆ منابع خطا در شمارش اتوماتیک گلبولهای قرمز


منابع خطا در شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها



اساس شمارش اتوماتیک پلاکتها

◆ در آنالیزرهای هماتولوژی شمارش اریتروسیتها و پلاکتها در یک جایگاه و به صورت توأم انجام می‌گیرد.

◆ در جایگاه شمارش RBC/PLT، ذراتی که حجم آنها بین ۲۰-۲ fL باشد به‌عنوان پلاکت و ذرات بین ۳۶۰-۳۶ فمتولیترا به‌عنوان گلبول قرمز شمارش می‌گردند.



در شکل مقابل:

۱. سلولهای کوچک
۲. شیستوسیتها
۳. میکروسیتها

افزایش کاذب شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها

- ◆ شمارش ذرات دیگر به جای پلاکت یکی از ایرادهای غالب آنالیزرهای هماتولوژی است.
- ◆ چنین ذراتی ممکن است در **محلول‌های رقیق‌کننده**، در **نمونه خون** و یا **متعاقب ترکیب خون با محلول‌های دستگاہ** بوجود آیند.

◆ معمولاً افزایش کاذب شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها در موارد زیر رخ می‌دهد:

- اختلالات مربوط به گلبولهای قرمز
- قطعات سیتوپلاسمی سلولهای هسته‌دار
- میکروارگانیزمها
- لیپیدها
- کرایوپروتئینها (کرایوگلوبولین و کرایوفیبرینوژن و ...)




افزایش کاذب شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها

الف: اختلالات مربوط به گلبولهای قرمز


- ♦ اريتروسیت‌های بسیار میکروسیت \Rightarrow در بیماری هموگلوبین H و آنمی فقر آهن شدید
- ♦ اريتروسیت‌های شکسته شده \Rightarrow در همولیز میکروآنژیوپاتیک
- ☞ در مواردی چون DIC، TTP، HUS اگرچه تعداد واقعی پلاکت‌ها کاهش می‌یابد ولی آنالیزهای هماتولوژی شمارش آنها را بطور کاذب بالا نشان می‌دهند
- ♦ میکرواسفروسیت‌های بوجود آمده در سوختگی‌های شدید

☞ در موارد مذکور سلولها پایین‌تر از آستانه تشخیص اريتروسیتی آنالیزهای هماتولوژی قرار می‌گیرند، باعث افزایش کاذب شمارش پلاکت‌ها می‌شوند.







WBC		$5.8 \times 10^3 / \mu\text{L}$
RBC	RL*	$5.65 \times 10^6 / \mu\text{L}$
HGB	-	8.4g/dL
HCT	RL*	32.5%
MCV	RL*	57.5fL
MCH	RL*	14.9Pg
MCHC	RL*	25.8g/dL
PLT	PU!	$1884 \times 10^3 / \mu\text{L}$



LYM%	21.0%
MXD%	7.2%
NEUT%	71.8%
LYM#	$1.2 \times 10^3 / \mu\text{L}$
MXD#	$0.4 \times 10^3 / \mu\text{L}$
NEUT#	$4.2 \times 10^3 / \mu\text{L}$



RDW RL* 32.3%



PDW	DW	----.-fL
MPV	PU	----.-fL
P-LCR	PU	----.-%

افزایش کاذب شمارش پلاکت‌ها در حضور فراگمانته‌های گلبول‌های قرمز

در این شکل پاسخ آزمون CBC یکی از مراجعین بیمارستان شهدا کرمانشاه که مبتلا به TTP بود، نشان داده شده است.


شمارش واقعی پلاکت‌های این بیمار $80 \times 10^3 / \mu\text{L}$ بود.

به پارامترهای PLT ، RDW ، MCV و نیز هیستوگرام‌های اریتروسیتی و پلاکتی توجه فرمایید.



افزایش کاذب شمارش پلاکت‌ها در حضور فراگمانته‌های گلبول‌های قرمز


- ◆ متعاقب سوختگی حاد تغییرات متعددی در اریتروسیتها شامل اسفروسیتها (پیکانهای کوتاه) و قطعات بسیار کوچک اریتروسیتها (پیکانهای بلند) ممکن است رخ دهد.



ب. قطعات سیتوپلاسمی سلول‌های هسته‌دار

◆ این قطعات که قطري حدود ۳-۵ میکرون دارند در مواردی نظیر HCL، AML، لنفوم و یا عفونت‌های شدید، حضور دارند.

◆ قطعات سیتوپلاسمی سلول‌های لنفومایی (پیکانها) موجود در جریان خون. تشخیص این قطعات هم به روش میکروسکوپی و هم توسط آنالیزرهای هماتولوژی از پلاکتها مشکل است.



ب. قطعات سیتوپلاسمی سلول‌های هسته‌دار

- ◆ شمارش قطعات لکوسیتی و اریتروسیتی به عنوان پلاکت در بیماران مبتلا به لوسمی حاد، ممکن است ترمبوسیتوپنی بیمار را مخفی نموده و با جلوگیری از تزریق پلاکت و یا تأخیر در آن عوارض وخیمی را بدنبال داشته باشد.
- ◆ از آنجا که شمارش پلاکتی طبیعی و یا افزایش یافته در بیماران مبتلا به لوسمی‌های حاد نامعمول است، به هنگام مشاهده این حالت و یا هرگونه افزایش پیش‌بینی نشده در شمارش پلاکت‌ها در این بیماران، گستره خون محیطی بررسی شده و نیز شمارش پلاکتی به روش هموسیتومتر فازکنتراست انجام گیرد (بویژه به هنگام مشاهده علایم خونریزی).





ج. میکروارگانیزم‌ها

◆ در موارد نادر باکتری‌می شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها ممکن است بصورت کاذب افزایش یابد.

☞ در این حالت هیستوگرام پلاکت‌ها غالباً غیرطبیعی بوده و یک جابجایی به سمت چپ در آن دیده می‌شود (ناشی از باکتری‌ها یا توده های باکتریایی).

☞ در چنین مواردی غالباً با بررسی میکروسکوپی گستره خونی می‌توان حضور باکتری‌ها را مشاهده نمود.


◆ گاهی در بیماران مبتلا به سپتیسمی بدلیل تاخیر در آنالیز نمونه، ما شاهد باکتری‌می مشخص هستیم.



ج. میکروارگانیزم‌ها

◆ قارچ‌ها نیز می‌توانند باعث افزایش کاذب شمارش پلاکت‌ها شوند.

◆ مثلاً مواردی از کاندیدیازیس در برخی از بیماران مبتلا به AML که باعث افزایش کاذب شمارش پلاکت‌ها شده گزارش شده است.



د. لیپیدها

◆ در بیماران مبتلا به شیلومیکرونمی، گاهی در نمونه‌های گرفته شده بعد از صرف غذا، و یا در مانهای تغذیه‌ای خاص لیپیدها ممکن است در شرایط *in vitro* تشکیل قطرات کوچکی دهند و بدین شکل با شمارش اتوماتیک پلاکتها (و حتی شمارش RBC، WBC و سنجش Hb) تداخل ایجاد کنند.

👉 لیپیدها بیشتر روش‌های اپتیکال را تحت تاثیر قرار می‌دهند. لیپیدها دارای شاخص انکسار بالایی بوده و می‌توانند در ناحیه پلاکتها و یا ناحیه دبریس برخی سیستم‌ها ایجاد سیگنال‌های غیرطبیعی مزاحم نمایند.

👉 در چنین حالتی بررسی تخصصی Flagها و اسکاترگرامهای ارائه شده نقش کلیدی در تشخیص اثر تداخلی لیپیدها در نتایج آزمون CBC دارد.

ه. کرایوپروتئین‌ها (کرایوگلوبولین و کرایوفیبرینوژن و ...)

◆ کرایوگلوبولین‌ها می‌توانند منجر به افزایش کاذب در شمارش لکوسیت‌ها، پلاکت‌ها و در موارد نادر شمارش اریتروسیت‌ها شوند.

☞ میزان اختلال ناشی از این پروتئینها بستگی به اندازه رسوب‌های آنها دارد:

- چنانچه اندازه رسوبات کرایو کوچک باشد (در حد اندازه پلاکت‌ها)، می‌توانند شمارش پلاکتها را (حتی تا هشت برابر) افزایش دهد.

- کرایوپرسیپیتیت‌های با اندازه بزرگتر بعنوان WBC شمارش می‌شوند.


◆ کرایوپروتئین‌ها ممکن است در بیماران مبتلا به اختلالات لنفوپرولیفراتیو، بیماریهای اتوایمیون مثل SLE و یا بیماریهای عفونی دیده شود.

☞ انکوباسیون نمونه حاوی کرایوپروتئین در ۳۷ درجه به مدت ۶۰-۱۵ دقیقه (بسته به غلظت کرایوپروتئین)، بلافاصله پیش از انجام آزمایش، اغلب شمارش قابل قبولی از WBC و پلاکت‌ها را بدست می‌دهد.

☞ در برخی موارد ممکن است لازم باشد نمونه در سرنگ گرم جمع‌آوری گردد و یا شمارش WBC و پلاکت به روش دستی انجام گیرد.

کرایوگلوبولین‌ها در اسمیر خون محیطی





- ♦ در صورت حضور این پروتئین‌ها ممکن است اسمیر خون محیطی نمایی از ساختمان‌های کریستالی، دستجات یا اجتماعاتی از ذرات کوچک یا مواد گلوبولار را نشان دهد.



👉 اندازه کوچک پارتیکلهای ایجاد شده در کرایوگلوبولینمی باعث شیفت هیستوگرام پلاکتی به سمت چپ می‌شود (بالا سمت چپ).

👉 سیتوگرام پلاکتی توسط پارتیکلهای با اندازه متفاوت پر شده است (پایین سمت چپ).

👉 متعاقب گرم کردن نمونه در ۳۷ درجه، کرایوگلوبولینها حل شده و شمارشهای کاذب و اختلال در هیستوگرامها و سیتوگرامها برطرف گردیدند (سمت راست، بالا و پایین).



اقدام مناسب در موارد افزایش کاذب شمارش پلاکتها

۱. با استفاده از هموسیتومتر و محلول اغزالات آمونیوم ۱% و یا محلول بار (Barrs Fluid) شمارش پلاکتها به روش دستی انجام گیرد.

۲. شمارش پلاکتهاي بیمار به صورت تقریبی از روی گستره خونی بیمار تخمین زده شود.


در این حالت شمارش پلاکتی بیمار با عبارت زیر گزارش می‌گردد:

Estimated platelet count by peripheral blood smear analysis is about

۳. عبارتی دال بر عدم قابل اعتماد بودن شمارش اتوماتیک پلاکتها به دلیل تداخل اثر عواملی نظیر شیستوسیتها، میکروسیتها، میکروارگانیزمها و ... ، در برگه پاسخ بیمار قید شود مثلاً:

Platelet count is falsely higher than true value due to interference by microcytic RBCs, schistocytes, micro organism,

کاهش کاذب شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها

موارد کاهش کاذب پلاکتها بسیار شایع‌تر از موارد افزایش کاذب آنهاست 

پدیده تجمع پلاکت‌ها

◆ فراوان‌ترین علت ترمبوسیتوپنی کاذب، پدیده تجمع پلاکت‌ها می‌باشد.
◆ علل:

- ممکن است مربوط به فعال شدن پلاکت‌ها در طی یک خونگیری مشکل باشد

- ممکن است با واسطه آنتی‌بادی IgG و وابسته به EDTA باشد.


👉 آنتی‌بادی‌های IgG ضد پلاکتی، علیه یک آنتی‌ژن مخفی (-) Crypto- (antigen) موجود در Gp IIb پلاکتی عمل می‌کنند.

ترمبوسیتوپنی کاذب وابسته به EDTA

- ♦ ترمبوسیتوپنی کاذب مرتبط با EDTA یک پدیده آزمایشگاهی بوده و باعث توده‌ای شدن پلاکتها می‌شود.
- ♦ در این حالت آنالیزهای هماتولوژی نمی‌توانند پلاکت‌های موجود در کلمپ‌های بزرگ را بعنوان پلاکت شمارش نمایند (اینها معمولاً بعنوان WBC شمارش می‌شوند) ← وقوع ترمبوسیتوپنی کاذب و گاهی افزایش کاذب لکوسیت‌ها



ترمبوسیتوپنی کاذب ناشی از اقماری شدن پلاکتها پیرامون گلبولهای سفید




- ◆ - با واسطه آنتیبادی وابسته به EDTA رخ می‌دهد
- ◆ - پلاکت‌ها به دور نوتروفیل‌ها یا منوسیت‌ها حلقه زده و جزء شمارش پلاکتی محسوب نمی‌گردند.
- ◆ - یک پدیده ایمونولوژیک ناشی از حضور آنتیبادی‌های طبیعی بوده که در آن پلاکت‌ها به شکل گزینشی در پیرامون نوتروفیل‌ها آرایش می‌یابند.
- ◆ - آنتیبادی یک ساختار آنتیژنیک مشترک را بر سطح پلاکت‌ها و نوتروفیل‌ها شناسایی کرده ← بین این دو سلول پل می‌زند.
- ◆ - در این پدیده معمولاً شمارش این سلولها کاهش خفیف تا متوسطی دارد (بین ۱۰۰-۵۰ هزار).


ترومبوسیتوپنی کاذب مرتبط با EDTA

(a). برخی از توده‌های پلاکتی ایجاد شده به بزرگی لکوسیتها بوده و بنابراین توسط آنالیزرها بعنوان WBC شمارش می‌گردند.


(b). اقماری شدن پلاکتها پیرامون سلولهای پلی مورفونوکلئار



- ◆ سیتوگرام WBC در یک نمونه دارای توده‌های پلاکتی القاء شده توسط EDTA (سمت راست) در مقایسه با یک نمونه طبیعی (سمت چپ).
- ◆ توده‌های پلاکتی با اندازه‌های کوچک و متوسط ایجاد یک طرح راکت مانند در سیتوگرام کانال پروکس کرده‌اند (علامت پیکان).
- ◆ این توده‌ها شمارش صحیح WBC را توسط دستگاه تحت تاثیر قرار می‌دهند.




در موارد نادری ممکن است اقماری شدن پلاکت‌ها در پیرامون سلول‌های منوسیت (A)، لنفوسیت (B) و یا بازوفیل (C) رخ دهد.



◆ توده‌های PLT-WBC ناشی از پدیده اقماری شدن پلاکت‌ها پیرامون PMN‌ها.

➡ در این حالت پلاکتها بین روزتهای پلاکت - نوتروفیل پل زده و ایجاد توده‌های بزرگی می‌کنند.



پلاکت‌های بسیار بزرگ

- ◆ پلاکت‌های غول‌آسا (حجم بیش از ۴۰-۳۰ فمتولیترا) ممکن است باعث ترمبوسیتوپنی کاذب شوند.
- ◆ پلاکت‌های غول‌آسا در سندرم‌های ارثی نادر مثل بیماری برنارد سولیر و آنومالی می‌هگلین، بیماری‌های میلوپرولیفراتیو و ... دیده می‌شوند.
- ◆ در صورتی که پلاکت‌های غول‌آسا درصد بالایی از جمعیت کلی پلاکت‌ها را تشکیل دهند، شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها ممکن است به میزان زیادی کاهش نشان دهد؟




No. 40
Date 83/04/09 10:03
Mode WB


WBC WL* $10.2 \times 10^3 / \mu\text{L}$
RBC $5.46 \times 10^6 / \mu\text{L}$
HGB 14.6 g/dL
HCT + 50.1%
MCV 91.8 fL
MCH 26.7 Pg
MCHC - 29.1 g/dL
PLT PL* $36 \times 10^3 / \mu\text{L}$

پاسخ آزمون CBC يك بیمار مبتلا به مگاکرومبوسیت


به شمارش پایین پلاکتی، هیستوگرام غیرطبیعی پلاکتی و هشدارهای اعلام شده توسط دستگاه، توجه فرمایید.




LYM% WL* 42.4%
MXD% WL* 11.3%
NEUT% WL* 46.3%
LYM# WL* $4.3 \times 10^3 / \mu\text{L}$
MXD# WL* $1.2 \times 10^3 / \mu\text{L}$
NEUT# WL* $4.7 \times 10^3 / \mu\text{L}$



RDW 13.7%



PDW MP ---. -fL
MPV PL ---. -fL
P-LCR PL ---. -%



تشخیص افتراقی در موارد کاهش کاذب شمارش پلاکتها

♦ دو روش برای تعیین اینکه تجمع پلاکتی مشاهده شده، ثانویه به EDTA است و یا سایر مکانیسم‌ها در آن دخیل هستند، وجود دارد.

♦ ۱. جمع‌آوری خون از انگشت با استفاده از اگزالات آمونیوم و شمارش پلاکت‌ها با میکروسکوپ است. ➡ در این حالت هیچگونه تجمع پلاکتی نباید در خانه‌های مورد شمارش دیده شود و نیز شمارش پلاکتی باید بیشتر از نمونه حاوی EDTA باشد.

♦ ۲. جمع‌آوری نمونه خون وریدی در ضد انعقاد سیترات سدیم 3.8% است. بدین ترتیب اسمیر تهیه شده از نمونه محتوی EDTA باید تجمع پلاکتی نشان دهد درحالیکه در اسمیر تهیه شده از نمونه حاوی سیترات سدیم نباید تجمع پلاکتی مشاهده شود. همچنین شمارش پلاکتی انجام گرفته شده بر روی نمونه حاوی سیترات سدیم باید بیشتر از نمونه حاوی EDTA باشد.

➡ در ترمبوسیتوپنی کاذب وابسته به EDTA، غالباً MPV نرمال است. بنابراین چنانچه در یک بیمار فاقد خونریزی، با MPV طبیعی، شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها پایین باشد بایستی نخست به ترمبوسیتوپنی کاذب ناشی از EDTA مظنون شد.

➡ به منظور شمارش صحیح پلاکت‌ها در افراد دارای تجمع پلاکتی وابسته به EDTA می‌توان از کانامایسین نیز کمک گرفت. در این حالت ۲۰ میلی‌گرم کانامایسین یا به ضد انعقاد مورد استفاده جهت جمع‌آوری خون و یا به خون جمع‌آوری شده با ضد انعقاد EDTA اضافه می‌شود و سپس شمارش اتوماتیک پلاکت‌ها انجام می‌گیرد.

اقدام مناسب در موارد کاهش کاذب شمارش پلاکتها

نکته:

- ◆ پدیده‌های تجمع پلاکتی و اقماری شدن پلاکت‌ها تنها در شرایط آزمایشگاهی رخ داده و فاقد اهمیت بالینی هستند.
- ◆ این پدیده‌ها فقط از نظر تشخیص علت ترمبوسیتوپنی و پیشگیری از آزمایش‌های اضافی و درمان‌های غیر ضروری مهم می‌باشند.
- ◆ به هر حال در چنین مواردی بایستی در برگه پاسخ بیمار به غیر واقعی بودن شمارش پلاکت‌ها اشاره شود مثلاً:
- ◆ **Platelet count is not reliable (falsely low) due to aggregation.**
 - ◆ و در صورت لزوم بدین صورت قید شود:
- ◆ **Platelet count to be repeated on a new specimen.**
 - ◆ در برخورد با یک شمارش پایین و غیرمنتظره پلاکتی، ضروری است که نمونه بیمار از نظر حضور رشته‌های فیبرینی، تجمع پلاکتی، اقماری شدن پلاکت‌ها و پلاکت‌های درشت بررسی گردد.
 - ◆ به منظور تأیید شمارش دستگاهی سلول‌ها لازم است اسمیر خون محیطی بررسی شود. چنانچه شمارش اتوماتیک پایین پلاکتی که با ارزیابی گستره خون محیطی تأیید شده هنوز هم غیرمنتظره باشد، بایستی ضمن دقت در تکنیک نمونه‌گیری، یک نمونه جدید از بیمار گرفته شود و شمارش‌ها از نو انجام گیرد.



منابع خطا در شمارش اتوماتیک گلبول‌های سفید

عوامل ایجاد کننده لکوسیتوز کاذب

- ◆ ۱- اریتروسیت‌های هسته‌دار ⇐ مقاوم در مقابل اثر تخریب کنندگی محلول لیز کننده
- ◆ ۲- اریتروسیت‌های مقاوم به لیز
- در برخی هموگلوبینوپاتی‌ها (مثل هموگلوبین‌های S، C، E، D و O به شکل هتروزیگوت یا هموزیگوت)
- افراد مبتلا به اورمی شدید (در دستگاه‌های سري H)
- سلول‌های تارگت
- گلبول‌های قرمز جنین و نوزاد در برخی موارد
- توده‌های به هم چسبیده اریتروسیتی ناشی از حضور آگلوتینین‌های سرد.

👉 در موارد ذکر شده علاوه بر لکوسیتوز کاذب، معمولاً بایک شمارش افتراقی معکوس (نوترفیل > لنفوسیت) نیز مواجه هستیم زیرا غالباً این سلول‌ها به عنوان لنفوسیت شمارش می‌گردند.

پدیده Carry-Over

- ◆ چنانچه يك نمونه داراي شمارش بالاي WBC باشد، ممكن است در نمونه بعدي كه توسط دستگاه آناليز مي شود تأثير گذاشته و باعث افزايش كاذب شمارش لكوسيت گردد.
- ◆ اين افزايش معمولاً ناچيز بوده ولي چنانچه WBC نمونه قبلي بيش از ۵۰ هزار باشد خطاي ناشي از Carry-Over چشمگير بوده و مي تواند لكوپني نمونه بعدي را نرمال جلوه دهد.
- ◆ در اين موارد بايد دستگاه را چندين بار شستشو داد تا خطاي Carry-Over از بين برود.

عوامل ایجاد کننده لکوسیتوز کاذب

- ◆ حضور ذراتی در خون که ممکن است به عنوان لکوسیت شمارش شوند شامل:
 - ◆ تجمع پلاکتی
 - ◆ پلاکت‌های غول‌آسا
 - ◆ پاراپروتئینمی
 - ◆ توده‌های فیبرین
 - ◆ هیپرلیپمی
 - ◆ انگل مالاریا
- ◆ مواد موسینی ناشی از ترشح برخی تومورها
- ◆ آلودگی نمونه با چربی زیرجلدی
- ◆ کرایوپروتئین‌ها (کرایوگلوبولین و کرایوفیبرینوژن)
- ◆ آگلوتینین‌های سرد

پاسخ آزمون CBC مربوط به يك نوزاد نارس مبتلا به اريترو بلاستوز جنيني.

- نسبت لنفوسیت‌ها بیشتر از نوتروفیل‌هاست (Diff معکوس).


- در شمارش افتراقی به روش دستی:

لنفوسیت‌ها برابر با ۴۷ درصد و NRBC‌ها برابر 125/100 WBC بود.

No. 25
Date 83/0
Mode WB


شمارش واقعی WBC این نوزاد برابر $6/12 \times 10^3$ بود

WBC + $28.5 \times 10^3 / \mu\text{L}$
RBC - $3.70 \times 10^6 / \mu\text{L}$
HGB 14.3g/dL
HCT 45.1%
MCV + 121.9fL
MCH + 38.6Pg
MCHC 31.7g/dL
PLT AG $186 \times 10^3 / \mu\text{L}$



RDW + 19.2%

PLT



WBC

PDW 12.0fL
MPV 10.2fL
P-LCR 26.1%

LYM% + 70.6%
MXD% 12.8%
NEUT% - 16.6%
LYM# $20.1 \times 10^3 / \mu\text{L}$
MXD# $3.6 \times 10^3 / \mu\text{L}$
NEUT# $4.8 \times 10^3 / \mu\text{L}$

خطای شمارش افتراقی آنالیزر H2 ناشی از مقاومت به لیز RBC های نوزاد

- در کانال پروکس برخی از RBC های مقاوم به لیز پایدار مانده و به عنوان **لنفوسیت** یا **LUC** شمارش می گردند.
این حالت منجر به افزایش کاذب Lymph و LUC و کاهش کاذب Neut هامی شود

SEQ# 0007079
TIME 15:09 29/07/94
SYS# 001
ID 000000132986





CEC

5.48*	x10 ⁹ /L	WBC
L 3.41	x10 ⁹ /L	RBC
12.8	g/dL	HGB
.383		HCT
H 112.2	fL	MCV
H 37.6	pg	MCH
33.5	g/dL	MCHC
H 17.9	%	RDW
H 2.73	g/dL	HDW
191	x10 ⁹ /L	PLT
L 7.1	fL	MPV
H 55.6	%	PDW
.13	%	PCT


RBC FLAGS 1203

DIFF 10⁹/L

L 4.2*	NEUT L	.23*
H 60.4*	LYMP H	3.31*
L .7*	MONO L	.04*
1.2*	EOS	.06*
.6*	BASO	.03*
H 32.9*	LUC H	1.80*
LI	L	1.56
MPXI		-8.5
WBC FLAGS		2044



سیتوگرام پروکس در حضور NRBC




No. 5
 DATE: 83/ 1/25 18:42
 MODE: WHOLE BLOOD


WBC WL+ 17.4x10³/μl
 RBC - 1.06x10⁶/μl
 HGB - 8.6 g/dl
 HCT - 10.2 %
 MCV 96.2 fl
 MCH + 81.1 pg
 MCHC + 84.3 g/dl
 PLT 331x10³/μl



LYMPH% WL ---.- %
 MXD % WL ---.- %
 NEUT% WL ---.- %
 LYMPH# WL ---.-x10³/μl
 MXD # WL ---.-x10³/μl
 NEUT# WL ---.-x10³/μl



RDW-CU 13.7 %




PDW 10.7 fl
 MPU 9.3 fl
 P-LCR 21.1 %

No. 6
 DATE: 83/ 1/25 19:00
 MODE: WHOLE BLOOD


WBC WL 6.7x10³/μl
 RBC - 2.67x10⁶/μl
 HGB - 8.4 g/dl
 HCT - 25.3 %
 MCV 94.8 fl
 MCH 31.5 pg
 MCHC 33.2 g/dl
 PLT 360x10³/μl



LYMPH% WL - 22.0 %
 MXD % WL - 3.2 %
 NEUT% WL 74.8 %
 LYMPH# WL 1.5x10³/μl
 MXD # WL 0.2x10³/μl
 NEUT# WL 5.0x10³/μl



RDW-CU + 15.0 %



PDW 11.3 fl
 MPU 9.9 fl
 P-LCR 25.2 %

پاسخ‌های CBC مربوط به نمونه یک بیمار دارای آگلوتینین‌های سرد.

با مشاهده برگه پاسخ بیمار (پاسخ سمت چپ)، نمونه به مدت ۱۸ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه و مجدداً به آنالیز داده شد (پاسخ سمت راست).




چنانکه مشاهده می‌شود به دنبال این اقدام شمارش لکوسیت‌ها و پارامترهای دیگر اصلاح می‌شوند.

افزایش کاذب شمارش WBC ناشی از اثر تداخلی چربی زیر جلدی

نمونه پاسخ حاصل از آنالیزهای تکنیکون H2 (شکل a) و کولتر GEN-S (شکل b)، از نمونه‌ای که بصورت تصادفی با چربی زیر جلدی آلوده شده است.

سیگنال‌های حاصل از چربی با علامت پیکان نشان داده شده‌اند.

در این حالت شمارش WBC حاصل از H2 اشتباه و در مورد کولتر GEN-S صحیح می‌باشد.





عوامل ایجاد کنندة لکوپنی کاذب

◆ این خطا به ندرت رخ می‌دهد

عوامل ایجاد کننده لکوپنی کاذب

۱- مواردی که شمارش گلبول‌های سفید خارج از آستانه بالایی خطی بودن (Linearity) دستگاه می‌باشد.

👉 جهت رفع این مشکل باید خون را پیش از دادن به دستگاه رقیق نمود.

- WBC	>	$100 \times 10^3/\text{mm}^3$
- RBC	>	$8.0 \times 10^6/\text{mm}^3$
- PLT	>	$2200 \times 10^3/\text{mm}^3$ (HGB ≥ 2 g/dL)
- PLT	>	$4000 \times 10^3/\text{mm}^3$ (HGB < 2 g/dL)
- HGB	>	26 g/dL
- HCT	>	80%

عوامل ایجاد کننده لکوپنی کاذب

۲- مواردی که لیز لکوسیت‌ها رخ داده :

✓ **خون مانده:** چنانچه خون بیش از سه روز بماند کاهش شدید لکوسیت‌ها و بخصوص گرانولوسیت‌ها را نشان می‌دهد.

✓ **لکوسیت‌های شکننده:** در مواردی مانند بیماران مبتلا به لوسمی (به ویژه CLL) و کاله‌آزار ➡ لکوسیت‌های شکننده به شکل سلول اسماج درآمده و شمارش نمی‌گردند.


✓ در بیماران مبتلا به **اورمی** و بیماران که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی (**ایمونوساپرسیو**) دریافت می‌نمایند

➡ در چنین شرایطی شمارش لکوسیتی باید به روش دستی انجام گیرد.

➡ در واقع اورمی هم می‌تواند افزایش کاذب و هم کاهش کاذب لکوسیت‌ها را سبب گردد.

عوامل ایجاد کننده لکوپنی کاذب

۳- تجمع لکوسیت‌ها ثانویه به اتوانتی‌بادی، EDTA و یا مواد موکوپلی‌ساکاری‌دی
ترشح شده از برخی تومورها






منابع خطا در شمارش افتراقي اتوماتيك لکوسیت‌ها

منابع خطا در شمارش افتراقی سه‌قسمتی در آنالیزهای امیدانسی

♦ عدم تشخیص صحیح موارد افزایش ائوزینوفیل‌ها و بازوفیل‌ها و منوسیت‌ها





منابع خطا در شمارش افتراقی پنج قسمتی لکوسیت‌ها

- ◆ آنالیزهای سری تکنیکون H شمارش افتراقی لکوسیت‌ها را علاوه بر پراکنش نور، بر مبنای واکنش سیتوشیمیایی پراکسیداز انجام می‌دهند.
- ◆ بنابراین ممکن است به هنگام کمبود ارثی یا اکتسابی پراکسیداز در نوتروفیل‌ها، ائوزینوفیل‌ها یا منوسیت‌ها، شمارش‌های نادرستی را ارائه دهند.



منابع خطا در شمارش افتراقی پنج‌قسمتی لکوسیت‌ها

- ◆ سیتوگرام پروکس H2 در يك بیمار مبتلا به **کاهش شدید پراکسیداز نوتروفیلی** که باعث پاسخ کاذب شمارش نوتروفیل‌ها شده است.
 - ◆ در واقع این سلول‌ها به عنوان LUC (سلول بزرگ رنگ نشده) شمارش شده و شمارش نوتروفیلی صفر گزارش شده است.
- کانال بازوفیل-لوبولاریتی شمارش نرمال گرانولوسیت‌ها را نشان می‌دهد.



منابع خطا در شمارش افتراقی پنج‌قسمتی لکوسیت‌ها



- ♦ سیتوگرام پروکس H2 حاصل از نمونه یک بیمار مبتلا به کاهش نسبی پراکسیداز ائوزینوفیلی.
- ♦ حدود دو سوم ائوزینوفیل‌های این نمونه بعنوان نوتروفیل شمارش شده‌اند.

SEQ# 0000410
 TIME 12:00 20/07/88
 SYS# 901
 ID

CBC			
	4.52	$\times 10^9/L$	WBC
L	3.86	$\times 10^{12}/L$	RBC
	12.8	g/dL	HGB
	.385		HCT
H	99.9	fL	MCV
H	33.1	pg	MCH
	33.2	g/dL	MCHC
	14.2	%	RDW
	2.53	g/dL	HDW
L	114	$\times 10^9/L$	PLT
	8.1	fL	MPV
	56.1	%	PDW
L	.09	%	PCT
RBC FLAGS			0200



DIFF			
	%	DIFF	$10^9/L$
	67.7	NEUT	3.06
L	17.1	LYMP L	.77
	4.6	MONO	.21
	6.8	EOS	.31
	.8	BASO	.04
	3.0	LUC	.14
	LI	L	1.21*
	MPXI		-3.5
WBC FLAGS			4000

MORPHOLOGY FLAGS		
PARAMETER	SUSP	VERIFY
ANISO		
MICRO		
MACRO	++	
VAR		
HYP0		
HYPER		
L SHIFT	+	
ATYP		
BLASTS		
OTHER		
OTHER	IG	





منابع خطا در شمارش افتراقی پنج‌قسمتی لکوسیت‌ها

- ◆ سیتوگرام پروکس H2 حاصل از نمونه يك بیمار مبتلا به کاهش پراکسیداز منوسیتی.
- ◆ در این مورد تقریباً تمامی منوسیت‌ها بعنوان LUC شمارش شده‌اند.



منابع خطا در شمارش افتراقی پنج‌قسمتی لکوسیت‌ها

- ◆ اسکاترگرام لکوسیتی تکنیکون H2 حاصل از نمونه یک بیمار مبتلا به **لنفوم فولیکولار**.
- ◆ در این حالت بدلیل آنکه سلول‌های لنفوم به غلط بازوفیل انگاشته می‌شوند با یک **بازوفیلی کاذب** مواجه هستیم.





منابع خطا در شمارش اتوماتیک اریتروسیت‌ها

افزایش کاذب در شمارش اریتروسیت‌ها

- حضور پلاکت‌های درشت به میزان فراوان (مانند موارد MPD)
- لکوسیتوز
- کرایو گلوبولین و کرایوفیبرینوژن
- هیپرلیپمی در پاره‌ای موارد



✓ لکوسیتوز؛ علاوه بر افزایش کاذب RBC، میزان Hb، HCT و MCV را نیز بطور کاذب افزایش می‌دهد.

✓ تعداد اریتروسیت‌ها در خون خیلی بیشتر از لکوسیت‌ها و پلاکت‌هاست؛ لذا شمارش بسیار بالایی از WBC یا پلاکت‌های درشت لازم است تا باعث افزایش چشمگیر شمارش RBC گردند.

✓ کرایوگلوبولین و هیپرلیپمی گاهی در خون به شکل ذرات درشتی درآمده و به عنوان سلول خونی شمارش می‌گردند.

کاهش کاذب در شمارش اریتروسیت‌ها

میکروسیتوز شدید ($MCV < 50 \text{ fl}$)
- در پیرو پوئی کیلوسیتوز
- گاهی در بیماری هموگلوبین H



کاهش کاذب در شمارش اریتروسیت‌ها

۲- تجمع اریتروسیت‌ها ثانویه به آگلوتینین‌های سرد، گرم و یا EDTA (پان‌آگلوتینین).

۳- همولیز شدید در محیط آزمایشگاه (In vitro) ⇔ اگرچه نادر است ولی می‌تواند باعث کاهش کاذب شمارش RBC و HCT گردد.



منابع خطا در اندازه‌گیری میزان هموگلوبین

عوامل دخیل در افزایش کاذب هموگلوبین

تشخیص افزایش کاذب غلظت هموگلوبین ممکن است مشکل باشد چون غالباً در این حالت هیستوگرام‌ها و اندیس‌های اریتروستی طبیعی به نظر می‌رسند.

◆ حضور کربوکسی هموگلوبین

◆ حضور کرایوگلوبولین- کرایوفیبرینوژن

◆ لکوسیتوز

◆ هیپرلیپیدمی

◆ هیپر بیلی روبینمی

◆ هیپر پروتئینمی

◆ عدم لیز اریتروسیت‌ها

عوامل دخیل در افزایش کاذب هموگلوبین

۱- عوامل کدر کننده محلول در ابکین:

➡ بیشترین اختلالات کاذب هموگلوبین از تغییر در کدورت ناشی می‌شوند.

◆ عواملی که باعث کدورت محلول در ابکین می‌شوند عبارتند از:

- لکوسیتوز (به ویژه بیش از ۵۰ هزار)

- هیپر لیپیدمی

- هیپر پروتئینمی

- عدم لیزاریتروسیت‌ها

➡ در موارد فوق بهتر است از روش دستی جهت اندازه‌گیری هموگلوبین استفاده شود.



افزایش کاذب هموگلوبین ناشی از هیپرلیپیدمی

هیپرلیپیدمی شایع‌ترین عامل کدورت پلاسما است.

👉 هنگامی که در گستره خون محیطی، حاشیه RBCها محو بوده و به صورت مات (Blurred margin) باشد بایستی هیپرلیپیدمی نمونه مد نظر قرار گیرد.

👉 پلاسمای کدر در بیماران مبتلا به هیپرشیلومیکرونمی چه به صورت درونزا و چه بصورت برونزا (به دنبال تزریق داخل وریدی حاوی لیپید)، غلظت هموگلوبین بطور کاذب افزایش می‌دهد.

👉 در واقع بدلیل آنکه لیپید در محلول در ابکین حل نمی‌شود باعث افزایش کاذب هموگلوبین می‌شود.

👉 از این رو توصیه می‌شود که آزمون CBC در صبح ناشتا انجام شود.

◆ بطور کلی برای رفع کدورت ناشی از هیپرلیپیدمی می‌توان پلاسمای شیری رنگ را برداشت و هم حجم آنرا سرم فیزیولوژی اضافه نمود و بعد آزمون را انجام داد.

◆ راه‌حل دیگر آن است که نخست هماتوکریت بیمار را به روش دستی (میکروهماتوکریت) بدست آورد و سپس با استفاده از رابطه زیر میزان واقعی هموگلوبین را محاسبه نمود:

[$Hb (1-HCT)$ پلاسمای شیری رنگ] - مقدار Hb اولیه = مقدار واقعی هموگلوبین



Sample No.: 126
 Patient ID:
 Name:
 Comments:

Ward: *بارس سیدیں*

Rack: Tube: 0 2009/03/10 12:01:58
 Dr.:
 Birth: Sex:
 Inst.ID:XT-1800i-1

Positive Morph. Count *۱۰, ۲*

WBC	20.63 *	[10 ³ /uL]		
RBC	3.03 *	[10 ⁶ /uL]		
HGB	13.9 *	[g/dL]		
HCT	28.0 *	[%]		
MCV	92.4 *	[fL]		
MCH	45.9 *	[pg]		
MCHC	49.6 *	[g/dL]		
PLT	1151 *	[10 ³ /uL]		
RDW-SD	62.5 +	[fL]		
RDW-CV	19.9 +	[%]		
PDW	10.3 *	[fL]		
MPV	9.6 *	[fL]		
P-LCR	21.3 *	[%]		
PCT	1.10 *	[%]		
NEUT	---	[10 ³ /uL]	---	[%]
LYMPH	---	[10 ³ /uL]	---	[%]
MONO	---	[10 ³ /uL]	---	[%]
EO	0.45 *	[10 ³ /uL]	2.2 *	[%]
BASO	0.15 *	[10 ³ /uL]	0.7 *	[%]



WBC IP Message(s)
 WBC Abn Scattergram
 Leukocytosis

RBC IP Message(s)
 RBC Agglutination?
 Turbidity/HGB Interf?

PLT IP Message(s)
 Thrombocytosis
 PLT Clumps?

Immature Gran?
 Abn Lympho/Blasts?
 NRBC?



Sample No.: 125
 Patient ID:
 Name:
 Comments:

Ward: *بارس سیدیں*

Rack: Tube: 0 2009/03/10 11:58:20
 Dr.:
 Birth: Sex:
 Inst.ID:XT-1800i-1

Positive Diff. Morph. Count *۱۰, ۲*

WBC	23.57 *	[10 ³ /uL]		
RBC	2.92	[10 ⁶ /uL]		
HGB	9.5	[g/dL]		
HCT	26.8	[%]		
MCV	91.8	[fL]		
MCH	32.5	[pg]		
MCHC	35.4	[g/dL]		
PLT	1015 *	[10 ³ /uL]		
RDW-SD	62.3 +	[fL]		
RDW-CV	19.8 +	[%]		
PDW	8.8 *	[fL]		
MPV	8.8 *	[fL]		
P-LCR	15.6 *	[%]		
PCT	0.89 *	[%]		
NEUT	14.96 *	[10 ³ /uL]	63.4 *	[%]
LYMPH	5.45 *	[10 ³ /uL]	23.1 *	[%]
MONO	2.92 *	[10 ³ /uL]	12.4 *	[%]
EO	0.18 *	[10 ³ /uL]	0.8 *	[%]
BASO	0.06 *	[10 ³ /uL]	0.3 *	[%]



WBC IP Message(s)
 Neutrophilia
 Lymphocytosis
 Monocytosis
 Leukocytosis

RBC IP Message(s)
 Anemia

PLT IP Message(s)
 Thrombocytosis
 PLT Clumps?

Immature Gran?
 Abn Lympho/Blasts?
 NRBC?

افزایش کاذب هموگلوبین

- لکوسیتوز

- ♦ میزان افزایش کاذب هموگلوبین توسط WBC ها در دستگاه‌های مختلف بسیار متفاوت بوده و به قدرت معرف لیزکننده‌ای که در کانال WBC/Hb بکار گرفته شده، بستگی دارد.

- هیپرپروتئینمی

- ♦ پاراپروتئین‌ها مثلاً در گاماپاتی‌های منوکلونال (نظیر مولتیپل مایلوما و ماکروگلوبولینمی و الدنشتروم) یا گاماپاتی‌های پلی‌کلونال (نظیر عفونت‌ها و التهابات) با مواد لیزکننده در برخی دستگاه‌ها واکنش می‌دهند و باعث کدورت محلول سنجش Hb می‌گردند.

➡ به هنگام حضور هیپرپروتئینمی می‌توان با افزودن یک قطره آمونیوم ۲۵٪ یا کربنات پتاسیم، محلول را صاف کرده و بعد جذب نوری تست را قرائت نمود.

- افزایش کدورت همچنین می‌تواند به علت **عدم لیز گلبول‌های قرمز** ثانویه به هموگلوبینوپاتی‌ها و یا تارگت سل‌ها باشد.

افزایش کاذب هموگلوبین

- کربوکسی هموگلوبین

- ◆ بدلیل اینکه سرعت تبدیل کربوکسی هموگلوبین به سیان مت هموگلوبین کم است و نیز جذب نوری کربوکسی هموگلوبین در طول موج 540 nm بیشتر از سیان مت هموگلوبین است (حدود ۳۰٪)، لذا در حضور میزان زیاد کربوکسی هموگلوبین غلظت هموگلوبین خون به طور کاذب افزایش می یابد.
- ◆ در برخی از افراد سیگاری میزان کربوکسی هموگلوبین ممکن است به ۲۰ درصد برسد که باعث افزایش کاذب هموگلوبین به میزان ۶ درصد می گردد.

- هیپر بیلی روبینمی

- ◆ هیپر بیلی روبینمی در طول موج جذبی سیان مت هموگلوبین (540 nm) به ندرت ممکن است ایجاد اشکال کند.





کاهش کاذب میزان هموگلوبین

➔ کاهش کاذب غلظت هموگلوبین شیوع نسبتاً کمتری دارد.

کاهش کاذب میزان هموگلوبین

- ◆ افزایش سولف هموگلوبین که به سیان مت هموگلوبین تبدیل نمی شود باعث کاهش کاذب غلظت هموگلوبین می گردد.
- ☞ این حالت به دنبال درمان با سولفونامیدها، فناستین، استانیلید و سایر آمین های آروماتیک گزارش شده است.
- ◆ اگرچه در تئوری مقدار قابل ملاحظه سولف هموگلوبین باعث کاهش غلظت هموگلوبین می شود ولی مقادیر بالینی آن به ندرت به بیش از ۱۰ درصد می رسد.





منابع خطا در اندازه‌گیری MCV

افزایش کاذب MCV

- لکوسیتوز
- میکروسیتوز شدید
- ماندن خون در حرارت اتاق
- آگلوتینین های سرد
- پدیده تورم حاد
- رسوب پروتئین در اطراف روزنه
- کاهش قابلیت ارتجاعی اریتروسیت ها



افزایش کاذب MCV

- هیپرلکوسیتوز

♦ در مواردیکه شمارش لکوسیت‌ها متجاوز از ۵۰ هزار در میکرولیتر می‌گردد (مثلاً در لوسمی‌ها)؛ علاوه بر خطا در شمارش RBC، میزان MCV نیز بطور کاذب افزایش می‌یابد.

☞ حجم لکوسیت‌ها خیلی بیشتر از اریتروسیت‌ها است


☞ جهت اندازه‌گیری MCV، نمونه خون تنها در معرف ایزوتون رقیق می‌شود بنابراین علاوه بر RBCها، گلبول‌های سفید نیز حضور دارند.

☞ در حالت طبیعی چون تعداد لکوسیت‌ها نسبت به اریتروسیت‌ها کم است (یک لکوسیت در مقابل ۵۰۰ تا ۷۰۰ اریتروسیت) خطای MCV قابل چشم‌پوشی است.

☞ جهت حذف تداخل WBCها می‌توان باقی‌کوت خون را برداشته و حجم آنرا با سرم فیزیولوژی جایگزین نمود و اندازه‌گیری را تکرار کرد.

افزایش کاذب MCV

- ◆ در حضور **میکروسیتوز شدید**، اریتروسیت‌های میکروسیتیک که از حد آستانه پایین شمارش RBCها (۳۶ fl) کوچکتر باشند به عنوان گلبول قرمز در نظر گرفته نمی‌شوند که همین امر باعث افزایش کاذب MCV می‌شود.
- ◆ در حالاتی که **اریتروسیت‌های شکسته** شده به وفور یافت می‌شوند (مانند سندرم‌های قطعه‌قطعه شدن اریتروسیت‌ها)



افزایش کاذب MCV

◆ **ماندن خون در حرارت اتاق** باعث تورم سلول‌ها شده و بدین ترتیب در سنجش MCV و HCT ایجاد خطا می‌کند.


- تغییرات MCV نمونه‌های خونی که در دمای یخچال نگهداری می‌شوند، در مدت ۴۸ ساعت کمتر از ۳ فمتولیتزر می‌باشد که این از نظر بالینی بی‌اهمیت است.
- انجام آزمون CBC در نمونه حاوی ضد انعقاد EDTA که در یخچال نگهداری شود، به مدت ۲۴ ساعت قابل اعتماد می‌باشد.
- نگهداری خون به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق می‌تواند حدوداً تا ۶ فمتولیتزر و به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق می‌تواند حدوداً ۸-۹ فمتولیتزر MCV را افزایش دهد.

☞ از آنجا که در اکثر سیستم‌ها میزان هماتوکریت از حاصل ضرب MCV در شمارش RBC بدست می‌آید در این حالت هماتوکریت نیز بطور کاذب بالا رفته و در نتیجه میزان MCHC بطور کاذب کاهش می‌یابد.

☞ **کاهش MCHC بدون حضور هیپوکرومیا** در گستره خون محیطی ممکن است دال بر ماندن خون در محیط آزمایشگاه باشد.

افزایش کاذب MCV

- ◆ آگلوتینین‌های سرد باعث به هم چسبیدن چندتایی گلبول‌های قرمز می‌شوند. در نتیجه:
 - شمارش RBC و هماتوکریت به صورت کاذب کاهش می‌یابند.
 - MCV، MCH و MCHC افزایش می‌یابند.
 - ☞ غالباً میزان MCV افزایش یافته و MCHC بیش از 40 g/dL می‌باشد.
 - ☞ میزان هموگلوبین تحت تأثیر نمی‌گیرد در نتیجه در این حالت نسبت هموگلوبین به تعداد اریتروسیت‌ها دارای تناقضی آشکار است.



افزایش کاذب MCV

- پدیده تورم حاد (Acute Swelling)

چنانچه سلول‌های خونی در یک محیط هیپراسمولار قرار گیرند سیتوپلاسم آنها نیز هیپراسمولار می‌شود. این سلول‌ها در مجاورت ایزوتون آب را جذب کرده و متورم می‌شوند ← MCV بطور کاذب افزایش می‌یابد.

پدیده تورم حاد در مواردی نظیر هیپرناترمیک (ناشی از دهیدراتاسیون شدید)، اورمی شدید، هیپرگلیسمی کنترل نشده (گلوکز بیش از ۵۰۰ mg/dl) و یا به دنبال تزریق وریدی سرم قندی رخ می‌دهد.

از آنجا که آنالیزرها سرعت زیاد و سیکل زمانی کوتاهی دارند اجازه بازگشت اریتروسیت‌ها به حالت طبیعی را نمی‌دهند.


برای رفع این اشکال:

می‌توان خون را از قبل با محلول ایزوتون رقیق نموده و پس از ۵ دقیقه آنرا به دستگاه داد. در بسیاری از دستگاه‌های اتوماتیک با استفاده از مد از پیش رقیق‌سازی (Pre-dilute) می‌توان جهت حل این مشکل اقدام نمود.

راه دیگر آن است که میزان هماتوکریت نمونه را به روش دستی اندازه گرفت و با استفاده از شمارش RBC حاصل از دستگاه، میزان MCV را محاسبه نمود.


پدیده تورم حاد (Acute Swelling)

نمونه گیری از ناحیه نزدیک به محل تزریق وریدی گلوکز. این پدیده نه تنها باعث کاهش Hb بدلیل رقیق شدن شده است بلکه میزان MCV بطور کاذب افزایش پیدا کرده و میزان MCHC بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است (شکل سمت چپ).
مقادیر واقعی پارامترهای مذکور که در روز دیگری و در عدم همزمانی با تزریق محلول قندی سنجش شده‌اند در شکل سمت راست ارائه شده است.



افزایش کاذب MCV

- ♦ رسوب تدریجی پروتئین در روزنه (Aperture) آنالیزرهای امیدانسی باعث کوچک شدن قطر روزنه و کاهش سرعت جریان سوسپانسیون سلولی به داخل آن می‌شود.



در این حالت MCV بطور کاذب افزایش و شمارش سلولی بطور کاذب کاهش می‌یابد.

کاهش کاذب MCV

- هیپواسمولاریتی پلاسما

- هیپوکروم بودن اریتروسیت‌ها

- حضور کرایوگلوبلین و کرایوفیبرینوژن

- پلاکت‌های غول‌آسا

- عدم رعایت نسبت خون به ضد انعقاد



کاهش کاذب MCV

◆ در هیپواسمولاریتی پلاسما، عکس پدیده تورم حاد رخ می‌دهد.

👉 این حالت در شرایطی مانند الکسیم مزمن، هیپوناترمی و ترشح نامتناسب هورمون آنتی‌دیورتیک (ADH) رخ می‌دهد.


◆ کاهش کاذب MCV ناشی از حالت هیپواسمولاریتی پلاسما نه تنها باعث میکروسیتوز کاذب می‌شود بلکه می‌تواند یک ماکروسیتوز واقعی را مخفی نماید.

👉 برای رفع این حالت نیز باید مثل حالت هیپراسمولاریتی رفتار نمود (استفاده از مد پره دیلوت).

کاهش کاذب MCV

♦ اریتروسیت‌های فوق‌العاده هیپوکروم مانند مورفولوژی آنلوسیت یا لپتوسیت و یا RBCهایی که میزان MCHC آنها پایین است به هنگام عبور از روزنه بسیار کشیده می‌شوند. از اینرو MCV آنها کمتر از میزان واقعی برآورد می‌شود.

♦ در حقیقت در دستگاه‌های سری H1 جهت کاهش تغییر شکل و در نتیجه تغییر MCV ناشی از آن، گلبول‌های قرمز در حجم خود (ایزولو متریک) کروی شده و سپس مورد حجم‌سنجی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب خطای مذکور کاهش می‌یابد.



کاهش کاذب MCV

- ◆ به هنگام حضور کرایوفیبرینوژن و کرایوگلوبولین‌ها، در صورتی که به اندازه کافی بزرگ بوده (به اندازه يك RBC) و در کانال شمارش RBC، شمارش کردند میزان MCV بطور کاذب کاهش می‌یابد.
 - ◆ چنانچه پلاکت‌های درشت و غول‌آسا نیز به میزان قابل توجهی در خون حضور داشته باشند به عنوان اریتروسیت شمارش شده و در نتیجه باعث کاهش کاذب MCV می‌شوند.
 - ◆ چنانچه نسبت ضد انعقاد EDTA به خون بیش از حد لازم باشد باعث چروکیدگی سلول‌ها و کاهش MCV می‌گردد.
- 👉 این حالت همچنین بیشترین خطا را در اندازه‌گیری هماتوکریت به روش دستی تشکیل می‌دهد.

تأثیر غلظت بالای EDTA بر پارامترهای هماتولوژیک

◆ کاهش کاذب MCV

◆ کاهش کاذب هماتوکریت

◆ کاهش کاذب تعداد لکوسیتها

◆ افزایش کاذب تعداد پلاکتها



افزایش و کاهش کاذب MCH

$$\text{MCH (pg)} = \frac{\text{HGB (g/dL)}}{\text{RBC } (\times 10^6/\mu\text{L})} \times 10$$

افزایش و کاهش کاذب MCHC

$$\text{MCHC (g/dL)} = \frac{\text{HGB (g/dL)}}{\text{HCT (\%)}} \times 100$$

- ◆ افزایش واقعی MCHC بسیار نادر بوده و تنها در موارد اسفروسیتوز رخ می‌دهد. بنابراین هرگونه افزایش غیرطبیعی MCHC را بایستی معیار خوبی جهت مطرح نمودن احتمال خطا در نظر گرفت.

نوع خطا	علت خطا
افزایش کاذب شمارش RBC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ لکوسیتوز شدید ✓ حضور پلاکت های درشت به تعداد فراوان ✓ هیپرلیپیدمی (همیشگی نیست) ✓ کرایوگلوبولینمی و کرایوفیبرینوژنمی
کاهش کاذب شمارش RBC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ آگلوتینین های سرد ✓ پان آگلوتیناسیون وابسته به EDTA ✓ همولیز اریتروسیت ها در محیط خارج از بدن به علت شرایط نامناسب نمونه گیری یا نگهداری و یا به علت حضور گلبول های قرمز بسیار غیرطبیعی ✓ میکروسیتوز شدید و یا قطعه قطعه شدن اریتروسیت ها بطوریکه پایین تر از آستانه تشخیصی اریتروسیتی قرار گیرند
افزایش کاذب MCV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ نگهداری خون در دمای اتاق ✓ آگلوتینین های سرد و آگلوتینین وابسته به EDTA ✓ لکوسیتوز شدید ✓ موارد هیپراسمولار ✓ نسبت اضافی K2EDTA
کاهش کاذب MCV	<ul style="list-style-type: none"> ✓ اریتروسیت های هیپوکروم ✓ افزایش دمای محیط ✓ حالت های هیپواسمولار ✓ مخلوط کردن مکرر نمونه که منجر به افزایش اکسیژناسیون سلول ها می شود
افزایش کاذب HCT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عواملی که باعث افزایش کاذب MCV می شوند (به استثنای مورد آگلوتینین های سرد) ✓ افزایش کاذب شمارش RBC ها
کاهش کاذب HCT	<ul style="list-style-type: none"> ✓ عواملی که باعث کاهش کاذب MCV می شوند ✓ کاهش کاذب شمارش RBC ناشی از میکروسیتوز شدید و یا تخریب گلبول های قرمز در محیط خارج از بدن ✓ آگلوتینین های سرد ✓ مخلوط کردن مکرر نمونه که منجر به افزایش اکسیژناسیون سلول ها می شود



پایش عملکرد آنالیزرها با استفاده از نمونه‌ها و نتایج بیماران

- ◆ روش‌های مبتنی بر استفاده از کنترل‌های سلولی، علی‌رغم مزایای متعدد، دارای معایبی نیز می‌باشند که این امر استفاده منحصراً از آنها را محدود می‌سازد. از جمله:
- ◆ هزینه بالا، ناپایداری کنترل‌ها، و

- ◆ کنترل کیفی با استفاده از نمونه‌ها و نتایج بیماران، بر اساس پاسخ‌های مربوط به تک تک آنها و یا چندین بیمار به اجرا درمی‌آید.
- ◆ مزایای این روش عبارتند از **هزینه پایین** و مقرون به صرفه بودن و **توانایی کشف مشکلات مرتبط با نمونه‌ها**.

- ◆ به دو شکل کلی می‌توان از نمونه‌ها و نتایج بیماران در ارزیابی عملکرد آنالیزرها استفاده نمود:

◆ الف - انجام روش‌های کنترلی بر روی نمونه‌های بیماران:

- ☞ روش بریتین، انجام روش‌های مرجع بر روی نمونه‌های بیماران، الگوریتم بول، آزمون F، آزمون مضاعف، آزمون چک و

◆ ب - کنترل بر اساس نتایج بیماران:

- ☞ همخوانی پاسخها با وضعیت بالینی بیمار، ارتباط با سایر آزمونهای آزمایشگاهی و گزارش تجمعی نتایج بیمار، بررسی دلتا و غیره.

روش کنترلی بریتین = آزمون پایداری کالیبراسیون

- ◆ این روش مبتنی بر آزمون آماری t استودنت است
- ◆ بر اساس مشاهدات بریتین هفت پارامتر RBC ، WBC ، Hb ، HCT ، MCV ، MCH و $MCHC$ در خون حاوی ضدانعقاد $EDTA$ به مدت ۲۴ ساعت در دمایی یخچال پایداری هستند.

روش انجام

- ۵ نمونه خون بیمار که مقادیر پارامترهای آنها در محدوده طبیعی است به دستگاه داده و مقادیر آنها یادداشت می‌شود.
- نمونه‌ها در یخچال نگهداری شده و روز بعد پس از آنکه به دمایی اتاق رسیدند مجدداً به دستگاه داده می‌شوند.
- ☞ پاسخهای دو روز متوالی بایستی با هم همخوانی داشته باشند.

- ◆ برای اثبات همخوانی پاسخهای هر یک از پارامترها از روش آماری t -student استفاده می‌کنیم.
- ☞ در صورتیکه tn بدست آمده برای ۵ نمونه بیشتر از ۲.۷۷۶ (عدد بحرانی برای ۵ نمونه از جدول t - استودنت) باشد با ۹۵٪ اطمینان می‌توان گفت اختلاف معنی‌داری بین دو روز متوالی در پارامتر سنجش شده وجود دارد. در این حالت دستگاه کالیبره نبوده و باید اقدام به رفع اشکال نمود.

- ☞ در صورتیکه tn محاسبه شده کوچکتر از عدد بحرانی باشد تفاوت معنی‌داری بین نتایج دو روز دیده نمی‌شود. این حالت از نظر کنترل کیفی وضعیت مناسبی به‌شمار می‌رود.

روش آماری نسبت F (مقایسه عملکرد آنالیزر با يك آنالیزر کالیبره شده)

- ◆ چنانچه از کالیبراسیون يك آنالیزر اطمینان داشته باشیم می توانیم با استفاده از پاسخ های آن، کالیبراسیون دستگاه های دیگر را ارزیابی نماییم. بدین منظور از روش آماری تحلیل واریانس یا نسبت F استفاده می شود.
- ◆ روش نسبت F، واریانس دو سنجش را با هم مقایسه می کند
- ◆ این نسبت نباید کمتر از ۱ باشد. بنابراین مجموعه ای را که واریانس بزرگتری دارد در صورت کسر قرار می دهیم.
- ◆ نتایج حاصل از نسبت F با عدد بحرانی موجود در جدول f (با درجه آزادی n-1) مقایسه می گردد.
- ◆ چنانچه نسبت F بزرگتر از عدد بحرانی موجود در جدول f باشد اختلاف واریانس ها معنی دار می باشد. در این حالت آنالیزر دوم خارج از کالیبراسیون بوده و بایستی کالیبره گردد.

$$F\text{-ratio} = \frac{s^2 \text{ of set A}}{s^2 \text{ of set B}}$$

هنگامیکه ۱۰ بار شمارش WBC در دو دستگاه نتایج زیر را داشته باشد:

Counters

I

II

Mean (\bar{x}) 12.04 11.48

$\Sigma(x - \bar{x})^2$ 7.28 2.156

Variance (s^2)

واریانس پاسخهای دستگاه اول

واریانس پاسخهای دستگاه

دوم

$$= \frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

0.81

0.24

F-ratio =

$$\left| \frac{s^2 \text{ Set A}}{s^2 \text{ Set B}} \right| = 3.37$$

عدد بحرانی براساس جدول F با درجه آزادی ۹ به احتمال ۹۵٪ برابر ۱۸/۳ است.

d.f. Numerator

v_1										
v_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.60	3.44	3.39	
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	

F = 3.37

از آنجا که $۱۸/۳ > ۳۷/۳$ است بنابراین اختلاف پاسخهای دو دستگاه معنی‌دار می‌باشد.

آزمون‌های دوتایی بر روی نمونه بیماران

- ◆ می‌توان نمونه‌های بیماران را هر کدام دوبار به آنالیز داد و پاسخ‌ها را با هم مقایسه نمود
- ◆ حدود ۴-۵ نمونه متوالی مجدداً مورد آزمایش قرار می‌گیرند
- ◆ این روش ساده‌ترین راه کنترل کیفی است ولی دارای معایبی نیز می‌باشد:
 - تنها می‌تواند عدم دقت دستگاه را نشان دهد (خطاهای تصادفی).
 - وقت گیر بوده و به علت حجم کاری زیاد آزمایشگاه انجام مداوم آن امکانپذیر نیست
 - در صورت انجام نادرست آزمایش بصورت مداوم، SD عریض می‌شود ⇐ نسبت به خطاهای منفرد حساس نخواهد بود
 - نسبت به انحرافات تدریجی یا کالیبراسیون نادرست حساس نیست

$$SD = \sqrt{\frac{\sum \text{ of } d^2}{2n}}$$

تفسیر: هیچکدام از آزمایش‌های دوتایی نباید بیش از 2SD با هم اختلاف داشته باشند.

- این آزمون نسبت به خطاهای تصادفی (RE) حساس است .

نمونه‌ای از آزمون دوتایی بر روی نمونه بیماران

First count	Second count	d	d ²
5.4	5.8	-0.4	0.16
8.3	10.5	-2.2	4.84
17.2	18	-0.8	0.64
5.4	5.4	0	0
12.2	11.8	0.4	0.16

$$\Sigma = 5.8$$

$$sd = \sqrt{\frac{5.8}{10}} = 0.76$$

$$sd = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}}$$

$$sd = \sqrt{\frac{5.8}{10}} = 0.76$$

$$2sd = 1.5$$

$d > 2 \text{ SD} \rightarrow \text{Random Error}$

آزمون بازبینی (Check test)

◆ این روش را می‌توان جهت شناسایی فساد معرف‌ها یا خرابی آنالیزر در فاصله زمانی انجام دو آزمایش بکار برد.
روش انجام:

◆ ۴-۵ نمونه از مجموعه قبلی انتخاب شده و مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
☞ توصیه بر این است که همان نمونه‌های مورد استفاده برای آزمون مضاعف بلافاصله در ۴ درجه سانتی‌گراد قرار گرفته و روز بعد از آنها جهت آزمون بازبینی استفاده شود.

تفسیر:

◆ نتایج بدست آمده بایستی در محدوده $SD \leq 2$ همدیگر باشند (در صورت نگهداری نمونه‌ها در شرایط مناسب).

☞ اطمینان از شرایط مطلوب نگهداری نمونه‌ها امری ضروری است در غیر اینصورت تغییرات رخ داده قابل تفسیر نخواهند.

☞ در صورتی که فاصله زمانی بین دو آزمایش بیش از ۶ ساعت در دمایی آزمایشگاه باشد، این روش جهت هموگلوبین مناسب، جهت پارامترهای WBC ، PLT و RBC نسبتاً مناسب و برای هماتوکریت MCV نامناسب است.

نکته:

☞ بهتر است نمونه‌هایی که برای آزمایش بازبینی و دوتایی آزمایش می‌شوند، یکسان باشند.

◆ مقدار SD همانند آزمون دوتایی محاسبه می‌گردد.

◆ چنانچه SD آزمون‌های بازبینی بزرگتر از SD محاسبه شده برای آزمون دوتایی باشد (به شرط نگهداری نمونه‌ها در شرایط مناسب)، خرابی نمونه‌ها و یا اشکال در عملکرد آنالیزر مسجل می‌شود.

پایش عملکرد آنالیزرها با استفاده از آزمون میانگین متحرك يا الگوریتم XB

- ◆ تنها در بخش هماتولوژی آزمایشگاه قابل اجرا است
- ◆ این روش بر اساس ثبات اندیس‌های وینتروب در جمعیت مراجعین به آزمایشگاه طراحی شده است.
- ◆ مکانیسم‌های فیزیولوژیک دقیقی مسئول کنترل و حفظ اندازه سلولی و غلظت هموگلوبین در اریتروسیتها بوده و باعث ثبات این پارامترها در یک محدوده کنترلی باریک می‌شوند.
- ◆ در هر آزمایشگاه مقدار متوسط این اندیسها - که از گروه‌های بزرگی از افراد سالم و بیمار بدست می‌آید - نه تنها از یک روز به روز دیگر مشابه است بلکه می‌توان گفت که حتی دارای یک ثابت جهانی می‌باشد.



آزمون میانگین متحرک یا الگوریتم XB

- ◆ هر آزمایشگاه می‌تواند از اندیسهای اریتروسیتهی جمعیت بیماران خود به عنوان یک استاندارد داخلی جهت پایش کالیبراسیون آنالیزرهای هماتولوژی استفاده نماید.
- ◆ به عنوان مثال پارامتری نظیر MCHC فاقد تغییرات جغرافیایی بوده و نیز در حالت سلامت و بیماری تغییرات آن اندک است.
- ◆ بنابراین پایش میانگین این پارامتر در روزهای مختلف می‌تواند انحراف احتمالی سنجشهای آنالیزر را نشان دهد.



آزمون میانگین متحرک یا الگوریتم XB

- ◆ بر اساس این واقعیت بول و همکاران الگوریتم ویژه‌ای جهت کنترل کیفی داخلی آنالیزهای هماتولوژی ارائه نمودند که تحت عنوان آزمون آماری میانگین متحرک یا آنالیز XB خوانده می‌شود.
- ◆ این الگوریتم تنها جهت پارامترهای اریتروسیته - و نه پارامترهای لکوسیته و پلاکتی - بکار می‌رود
- ◆ جهت آزمایشگاههایی که روزانه تعداد زیادی بیمار پذیرش می‌کنند
- ◆ در آزمایشگاههایی که تقریباً دارای مراجعه‌کنندگان ثابتی هستند
- ◆ به دلیل وجود ماشین حسابهای قابل برنامه‌ریزی و نیز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، استفاده از آن در غالب آزمایشگاهها قابل دستیابی است.
- ◆ این الگوریتم به عنوان بخشی از برنامه نرم‌افزاری در رایانه آنالیزهای جدید هماتولوژی وجود داد.

مزایای الگوریتم میانگین متحرک

- آشکار کردن خطاهایی که در جمع‌آوری یا فرآوری نمونه‌ها وجود دارند

- میانگین نتایج بیمار ان نشان‌دهنده روند کلی آزمایش است.
➔ گفتنی است نمونه خون کنترل در مرحله انجام آزمایش وارد روند کاری می‌شود و قادر به آشکارسازی خطاهای قبل از انجام آزمایش نمی‌باشد.

- در این روش از خون تازه جهت ارزیابی کالیبراسیون آنالیزر و یا صحت پاسخها استفاده می‌شود.

- بدون هزینه است.

معایب الگوریتم میانگین متحرک

- اگرچه با این روش استفاده از کنترل‌های سلولی در ارزیابی کالیبراسیون دستگاهها محدود می‌شود ولی نیاز به این کنترل‌ها به‌طور کامل برطرف نمی‌گردد.

- میانگین‌های بدست آمده به هر حال مقداری واریانس دارند.

- ممکن است چند روز طول بکشد تا از تغییر در روند کار آگاه شویم.

- این روش محدود به اندیس‌های اریتروسیتهی بوده و نمی‌توان آنرا جهت شمارش‌های لکوسیتهی و پلاکتی (بدلیل توزیع گسترده جمعیتی آنها) بکار گرفت

برقراري روش میانگین متحرك

- ◆ بسته به مدل آنالیزر آزمایشگاه متفاوت می باشد.
- ◆ جهت استقرار این سیستم حداقل روزانه باید ۶۰ نمونه بیمار توسط دستگاه آنالیز شود (سه ران کاری ۲۰ تایی) و داده های بدست آمده مورد استفاده قرار گیرد.
- ◆ چنانچه نرم افزار رایانه آنالیزر مجهز به سیستم کنترلی XB باشد ← بر اساس کتابچه دستگاه عمل می شود



برقراري روش میانگین متحرك


- ◆ اگر آنالیزر مجهز به سیستم کنترلي XB نباشد به ترتیب زیر اقدام می‌نماییم:
- ◆ میانگین پاسخهاي ۱۰ روز کاري متوالي برای هر پارامتر محاسبه می‌شود.
- ◆ توصیه می‌شود در محاسبه این میانگین، اعداد انحرافي (اعداد بسیار پایین و یا بسیار بالا) حذف شوند.
- ◆ آنالیز XB با استفاده از دسته‌هاي ۲۰ تایی نمونه‌هاي بیمار ان آغاز می‌شود.
- ◆ معمولاً اندیس‌هاي اریتروسیتی در محدوده ۱٪ میانگین جمعیت ثابت هستند.
- ◆ چنانچه مقادیر میانگین پارامترها که به ازاء هر ۲۰ نمونه بدست می‌آید کمتر از ۳٪ میزان پایه (میانگین اولیه) تغییر کرده باشد عملکرد آنالیزر تحت کنترل می‌باشد.
- ◆ چنانچه درصد انحراف این میانگین بیشتر از ۳٪ میزان پایه باشد، بایستی کالیبراسیون آن مورد ارزیابی قرار گیرد.



MCV طبیعی همراه با افزایش همزمان MCH و MCHC (بچه‌های ۱ تا ۱۰)


- ♦ افزایش همزمان MCH و MCHC با عدم تغییر MCV همراه بوده است.
- ♦ در آنالیزهایی که HCT را به‌طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کنند، تنها حالتی که می‌تواند مسبب این الگو باشد، افزایش کاذب هموگلوبین است (مثلاً به علت کدر شدن محلول سنجش هموگلوبین).
- ♦ در سیستمهایی که MCV را به‌طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کنند، در دو حالت احتمال شکل‌گیری این الگو وجود دارد، یکی افزایش کاذب میزان Hb و دیگری کاهش کاذب شمارش RBC.
- ♦ در برخورد با چنین حالتی نخست باید کالیبراسیون کانال هموگلوبین ارزیابی گردد چنانچه در این مورد مشکلی مشاهده نشود، محتمل‌ترین عامل، عملکرد نادرست مجرای Sampling آنالیزر خواهد بود. چنانچه این قسمت به هنگام تهیه رقت ثانویه نمونه خون جهت شمارش RBC به خوبی عمل نکند شمارش این سلولها به‌طور کاذب کاهش می‌یابد.

\bar{X}_B Quality Control Graph




MCV طبیعی به همراه تغییرات بالا رونده و پایین رونده MCH و MCHC (بچه‌های ۱۱ تا ۲۰)

- ♦ وقوع این الگو به معنی عدم کالیبراسیون کانال RBC یا Hb است.
- ♦ عملکرد نامناسب بخش هیدرولیکی یکی از عوامل شایع خطا در اندازه‌گیری هموگلوبین است. چنانچه انتقال محلول حاوی هموگلوبین رقیق شده به‌طور کامل صورت نگیرد وقوع چنین الگویی را در پی خواهد داشت.




MCV طبیعی همراه با MCH و MCHC کاهش یافته (بچه‌های ۱ تا ۱۰)

- ◆ کاهش کاذب در سنجش هموگلوبین می‌تواند عامل این الگو باشد.
- ◆ چنانچه بدنبال روند نگهداری یا تعمیر آنالیزر، منبع نوری در سنجش Hb به خوبی تنظیم نشود، مقدار هموگلوبین به‌طور کاذب کاهش یافته و نتیجتاً کاهش اندیس‌های MCH و MCHC را در پی خواهد داشت



MCV افزایش یافته همراه با کاهش MCHC (بچه‌های ۱۱ تا ۲۰)

- ◆ عامل مسبب این الگو عدم کالیبراسیون واحد آنالیتیک MCV است که شایع‌ترین علت آن بد قرار گرفتن تیوب‌های روزنه می‌باشد.
- ◆ چنانچه این تیوب‌ها در جایگاهی بسیار نزدیک به بچ شمارش قرار گیرند، جریان داخل روزنه را تحت‌تأثیر قرار داده و باعث تغییر MCV می‌شوند.



MCHC طبیعی همراه با افزایش همزمان MCV و MCH (بج‌های ۱ تا ۱۰)


♦ در آنالیزهایی که هماتوکریت را بصورت مستقیم اندازه‌گیری می‌کنند، کاهش شمارش RBC ها می‌تواند عامل این الگو باشد.

♦ در آنالیزهایی که MCV را به‌طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کنند، این الگو می‌تواند در نتیجه کاهش شمارش RBC ها و یا افزایش کاذب MCV ایجاد گردد.

♦ رسوب تدریجی پروتئین در روزنه شمارش باعث کاهش شمارش RBC ها به شکل کاذب می‌گردد.


♦ به‌علاوه رسوب پروتئین در روزنه مذکور باعث کاهش قطر روزنه می‌شود. بنابراین گلبولهای قرمز به هنگام عبور از این روزنه ظاهراً حجم بیشتری را اشغال کرده و حجم آنها بیشتر از میزان واقعی برآورد می‌شود. نتیجه آنکه دو اندیس MCV و MCH به‌طور همزمان افزایش می‌یابند.

\bar{X}_B Quality Control Graph



افزایش همزمان اندیس‌های MCV ، MCH ، و بویژه MCHC (بج‌های ۱۱ تا ۲۰)

- ◆ این حالت يك الگوي غير معمول است که طی آن هر سه اندیس وینتروب افزایش می‌یابند ولي افزایش اندیس MCHC تقریباً دوبرابر دو اندیس دیگر است.
- ◆ این پدیده زمانی رخ می‌دهد که نقص در بخش پنوماتیکی آنالیزر اجازه می‌دهد تعداد زیادی حباب هم اندازه سلول در محفظه‌های شمارش حضور یابند بگونه‌ای که این حباب‌ها به‌عنوان سلول شمارش می‌گردند.



Moving Averages

<i>CAUSE</i>	MCV	MCH	MCHC
Low Hb	no change	low	low
High Hb	no change	high	high
Low RCC	high	high	no change
High RCC	low	low	no change
Low Hct	low	no change	high
High Hct	high	no change	low

استفاده از MCHC در کنترل کیفی


- ◆ پارامتر MCHC ویسکوزیته داخل سلولی را منعکس می‌کند
- ◆ از لحاظ فیزیولوژیک افزایش میزان آن به بیش از ۴۰٪ امکان‌پذیر نیست.
- ◆ در حقیقت سطح 37 g/dL این پارامتر آخرین حد محلول بودن پروتئین‌های داخل سلولی (هموگلوبین) بوده و در مقادیر بالاتر از آن، هموگلوبین سلولی کریستالیزه می‌شود.
- ◆ این روش به خطاهای اندازه‌گیری هموگلوبین و هماتوکریت به ویژه در ارتباط با وضعیت صحیح نمونه‌گیری حساس است.



استفاده از MCHC در کنترل کیفی

- ♦ در این روش برای چند روز پیاپی میانگین MCHC بصورت روزانه از نمونه‌ها گرفته می‌شود.
- ♦ سپس میانگین کلی و انحراف معیار آن از میانگین‌های آنها محاسبه شده و با توجه به مقادیر بدست آمده نمودار کنترلی L-J در محدوده $2 SD$ رسم می‌گردد
- ♦ سپس میانگین MCHC در پایان هر روز کاری محاسبه و بر روی گراف منتقل می‌شود.
- ♦ چنانچه جواب‌های روزانه در محدوده $2 SD$ قرار گیرند، عملکرد آزمایشگاه رضایت بخش است.
- ♦ پاسخ‌هایی که خارج از محدوده $2 SD$ نمودار قرار می‌گیرند به علت کاهش هموگلوبین و یا افزایش هماتوکریت رخ داده است.

MCHC





پایش عملکرد آنالیزرها با استفاده از پاسخ‌های بیماران همبستگی نتایج

الف - همخوانی پاسخ‌ها با وضعیت بالینی بیمار
نتایج غیرمنتظره بایستی با یافته‌های بالینی مطابقت داده شوند

ب - ارتباط با سایر یافته‌های آزمایشگاهی
ارزیابی گستره خونی جهت مطابقت

ج - ارزیابی گروهی آزمایش‌ها (گزارش تجمعی نتایج بیمار)
ثبت داده‌های شمارش خونی به صورت گزارش تجمعی یک عملکرد مطلوب است

همبستگی نتایج

الف - همخوانی پاسخ‌ها با وضعیت بالینی بیمار

- ◆ در این روش نتایج آزمایشگاهی بیمار با شرایط بالینی وی مقایسه شده و در صورت مطابقت، پاسخهای بیمار گزارش می‌شوند.
- ◆ پزشکی که درخواست انجام آزمون خاص را می‌دهد بهترین فرد جهت ارزیابی پاسخ آزمونها می‌باشد.
- ◆ پزشك آزمایشگاه و یا مسئول فني آزمایشگاه نیز باید قادر به ارتباط دادن پاسخ‌های آزمایشگاه با شرایط بالینی بیمار باشند.
- ◆ از جمله معایب این روش آن است که:
 - ◆ فقط در آزمایشگاه‌های کوچک قابل انجام بوده
 - ◆ نیازمند داشتن اطلاعات بالینی کافی و توانایی ارتباط دادن نتایج با یافته‌های بالینی و یا امکان تبادل نظر با پزشك معالج بیمار است.
- ◆ مثال: یک Hb غیرمنتظره پایین یا بالا بایستی با خونریزی یا تزریق خون توصیف شود

همبستگی نتایج

ب - ارتباط با سایر یافته‌های آزمایشگاهی

- ◆ مجموع نتایج آزمایشگاهی یک بیمار بایستی از یک تناسب خاص برخوردار باشد.
 - ◆ در این روش کنترلی، ترکیب‌های غیرمحتمل در نتایج چند آزمون بررسی می‌شود.
 - ◆ چنانچه آزمون‌ها در یک زمان انجام شده باشند، مقایسه نتایج آنها منجر به شناسایی خطاهای احتمالی و اصلاح آنها قبل از گزارش جوابها می‌شود.
 - ◆ توجه به همخوانی نتایج حاصل از شمارش آنالیزر و آزمونهای دیگر از جمله یافته‌های گستره خون محیطی از اهمیت بارزی برخوردار است.
 - ◆ مثال: افزایش MCV را با ماکروسیتوز، کاهش MCV را با میکروسیتوز، کاهش MCH را با هیپوکروم بودن گلبولهای قرمز و... بایستی مشاهده نمود.
 - ◆ موارد دیگری نظیر لکوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوز و ترومبوسیتوپنی را می‌توان با بررسی اسمیر خون محیطی تأیید و یا رد نمود.
- 👉 این روش برای بیمارانی که تنها یک آزمایش دارند و نیز در مورد آزمایش‌هایی که ارتباط محسوسی با هم ندارند، قابل استفاده نیست.



همبستگی نتایج

ج - ارزیابی گروهی آزمایش‌ها (گزارش تجمعی نتایج بیمار)

- ♦ توجه به گزارش تجمعی نتایج بیمار روشی ساده، بدون هزینه و بدون نیاز به وسیله یا معرف خاص است که در واقع تمامی پاسخهای بیمار را یکجا مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
- ♦ در این روش، مجموعه‌ای از تست‌های یا پانل‌های وابسته به یکدیگر موردنظر می‌باشند
- ♦ هر چند که تست‌های محدودی وجود دارند که ارتباط کلینیکی دقیقی با هم داشته باشند ولی استفاده از این روش برای شناسایی برخی خطاها مفید است.
- ♦ مثال: در پانل هماتولوژی، در افراد طبیعی درصد هماتوکریت باید حدوداً سه برابر میزان هموگلوبین باشد.
- ♦ این گونه روش‌های کنترلی در کشف خطاهای مهم آنالیز نظیر اشتباه در نشانه‌گذاری نمونه‌ها، مخلوط نکرده کافی نمونه، حضور تکه‌های ریز لخته در خون، نگهداری نامناسب خون، آلودگی‌هایی که برخی از اجزاء یک پانل تستی را بصورت تصادفی متأثر می‌سازند، خطاهای مربوط به تایپ پاسخ‌ها و... بسیار مؤثر می‌باشند.

Correlation system

<i>True leucocyte count=</i>	<i>MCV</i> <i>Micro / macro</i>
<i>WBC (obj40) × 2000=</i> $\frac{\text{WBC count}}{\text{TOTAL COUNT}} \times 100$ <i>NRBC + 100</i>	<i>MCH</i> <i>hypo / hyper</i>
<i>Plat (obj100) × 20000=</i> <i>Plat count</i>	<i>Hg × 3=Hct</i> <i>Hg / 3=RBC</i>

			CASE No.		DATE OF BIRTH	
Haematology Blood Count			SURNAME		SEX	
			FIRST NAMES		WARD	
CONSULTANT						
DATE						
WBC x10 ⁹ /L						
RBC x10 ¹² /L						
Hb g/dL						
PCV						
MCV fL						
MCH pg						
MCHC g/dL						
Retics x10 ⁹ /L %	x10 ⁹ /L %	x10 ⁹ /L %	x10 ⁹ /L %	x10 ⁹ /L %	x10 ⁹ /L %	x10 ⁹ /L %
Platelets x10 ⁹ /L						
	% x10 ⁹ /L	% x10 ⁹ /L		% x10 ⁹ /L	% x10 ⁹ /L	% x10 ⁹ /L
Blasts			% x10 ⁹ /L			
Promyelocytes						
Myelocytes						
Metamyel						
Neutrophils						
Eosinphils						
Basophils						
Lymphocytes						
Monocytes						
Film morphology						
Signature						

For Lab. use only



آزمون دلتا Delta test

- ◆ اختلاف بین آزمونهای متوالی بیمار را در حالت ثابت دلتا گویند. این اختلاف بایستی اندک بوده و از حد خاصی تجاوز نکند.
 - ◆ حداقل نیاز به دوسری آزمایش از یک بیمار است. در این روش نتایج کنونی آزمایشهای بیمار با نتایج قبلی وی (حدود ۲-۳ هفته قبل) مقایسه می‌گردد.
 - ◆ در صورتیکه شرایط بیمار ثابت باشد، نتایج حاصل از آزمون‌های وی باید ثابت باشد.
 - ◆ چنانچه اختلاف بین دو پاسخ متوالی از یک محدوده مشخص بیشتر باشد نمونه بیمار جهت بررسی بیشتر کنار گذاشته می‌شود.
 - ◆ اختلاف در دلتا چک در اثر خطاهای تکنیکی و یا اختلالات دستگاهها ایجاد می‌شود.
 - ◆ در این روش داشتن محدوده تغییرات یا محدوده دلتا ضروری است. محدوده دلتا از تغییرات فیزیولوژیک و ضریب تغییرات (CV) محاسبه می‌شود.
- 👉 در موارد زیر استفاده از روش دلتاچک جهت کنترل کیفی امکانپذیر نیست:
- 👉 بیمارانی که فقط یک بار به آزمایشگاه مراجعه می‌کنند و یا فواصل زمانی مراجعه آنها بسیار طولانی است.
 - 👉 بیمارانی که تحت درمان فعال بوده و به آن پاسخ می‌دهند.
 - 👉 بیمارانی که سیر بیماری در آنها فعال بوده و باعث تغییر در پاسخهای آنها می‌شود.

مقادیر دلتا برای برخی از پارامترهای هماتولوژی

<i>Hb</i>	<i>2 g/dl (<10%)</i>
<i>PCV</i>	<i>0.05</i>
<i>MCV</i>	<i>>6 fl</i>
<i>MCH</i>	<i>>5 pg</i>
<i>RBC</i>	<i><10%</i>
<i>WBC</i>	<i>Normal to abnormal (20-25%)</i>
<i>Platelets</i>	<i>Reduced or increased by more than 50%</i>

برنامه‌های کنترل کیفیت از نظر زمانی

حداقل برخی از برنامه‌های زیر بایستی به شکل دائمی انجام گیرند

سیستم همبستگی

گزارش‌های تجمعی

همبستگی گستره خونی با شمارش سلولی

همبستگی تغییرات شمارش خونی با وضعیت بالینی

حداقل برخی از برنامه‌های زیر بایستی به شکل روزانه انجام گیرند

آزمایش نمونه‌های کنترلی

استفاده از نمونه‌های کنترل با هر بیچ از نمونه‌ها

ترسیم نمودارهای کنترلی برای هر یک از نمونه‌های کنترلی

انجام آزمایش‌های مضاعف (دوتایی) بر روی نمونه‌های تعدادی از بیماران

انجام آزمایش بازبینی (Check Test) بر روی تعدادی از نمونه‌های بیماران

بازبینی اختلاف بین دو سری نتایج بیمار (بازبینی دلتا)

محاسبه میانگین متحرک برای MCV ، MCH ، MCHC در صورت استفاده از سل‌کانتر

محاسبه میانگین MCHC در صورت استفاده از روش‌های دستی

حداقل برخی از برنامه‌های زیر بایستی به شکل ماهیانه انجام گیرند

بازبینی معرف‌ها و کیت‌ها (از نظر نحوه نگهداری و تاریخ انقضاء)

تکرارپذیری عملکرد سل‌کانتر

نمونه‌گیری (از نظر نگهداری نمونه و ضد انعقاد)

حداقل برخی از برنامه‌های زیر بایستی هر ۶ ماه یکبار انجام گیرند

کالیبراسیون سل‌کانتر و هموسیتومتر

کالیبراسیون سمپلر و پی‌پت



Calibration check of blood cell counters & hemoglobinometers

- ◆ *Hemoglobin*
 - *HiCN reference preparation*
 - *lysate*
- ◆ *RBC*
 - *preserved blood*
 - *stablized blood*
- ◆ *WBC*
 - *Stablized human blood*
 - *Stablized avian blood*
- ◆ *Platelets*
 - *Stablized human plat. Prep.*

کنترل کیفی غیرمستقیم در آزمایشگاه هماتولوژی

- ◆ اقدامات صورت گرفته در کنترل کیفی غیرمستقیم اهمیت و ارزش زیادی در تضمین کیفیت آزمایشگاه دارند.
- ◆ معمولاً این اقدامات در پروتکل‌های عملی آزمایشگاه (SOP) گنجانده شده‌اند.
- ◆ يك روش مهم IQC ، اطمینان از کارایی دستگاه‌هاست.
☞ باید با دقت به تمامی روش‌های نگهداری دستگاه و نیز روش‌هایی که از طرف کارخانه سازنده جهت کنترل عملکرد دستگاه ارائه شده است توجه نمود.
- ☞ هرگونه فعالیت مراقبت روزمره، تنظیم و یا تعمیر دستگاه بایستی توسط فرد مسئول و با ذکر تاریخ در يك دفتر ویژه ثبت گردد.
- ◆ گاهی بررسی خون بیمار می‌تواند از خطاهای حین انجام آزمایش پیشگیری کند. به عنوان مثال بررسی چشمی نمونه بیمار و ترجیحاً استفاده از اپلیکاتورهای چوبی در این عمل می‌تواند وجود لخته را در نمونه آشکار سازد
- ◆ يك روش تأییدی مهم در آزمایشگاه هماتولوژی، مقایسه نزدیک اسمیر خون محیطی با پاسخ‌های حاصل از آنالیزر است.



ارزیابی عملکرد آنالیزرها از طریق شرکت در برنامه‌های کنترل کیفی خارجی

- ◆ کنترل کیفی خارجی عبارت است از ارزیابی نتایج حاصل از یک نمونه خاص که توسط آزمایشگاه‌های مختلف ارائه می‌گردد.
- ◆ در این حالت وضعیت کالیبراسیون یک آنالیزر با مقایسه نتایج آن برای نمونه‌های خاص و نتایج بدست آمده در آزمایشگاه‌های دیگر روی همان نمونه مشخص می‌شود.
- ◆ این روش کنترلی به دو شکل انجام می‌گیرد:
 - الف - روش تطبیق جوابها
 - ب - روش ارزش اختصاص داده شده



روش تطبیق جوابها (Consensus Method)

- ۱ - نمونه‌های کنترلی یکسان جهت اندازه‌گیری هموگلوبین به تمامی آزمایشگاهها فرستاده شده و پاسخهای گزارش شده آنها دریافت می‌گردد.
- ۲ - میانگین (\bar{X}) و انحراف معیار (SD) این پاسخها تعیین می‌شود.
- ۳ - آن دسته از نتایج که در خارج از محدوده $\bar{X} \pm 2SD$ هستند حذف می‌گردند.
- ۴ - از مابقی نتایج میانگین سنجیده یا وزین و انحراف معیار سنجیده بدست آمده و شاخص انحراف از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

انحراف معیار سنجیده / میانگین سنجیده - جواب آزمایشگاه = شاخص انحراف (DI)

تفسیر شاخص انحراف (Deviated Index):

- چنانچه میزان $DI < 0.5$ باشد نمره آزمایشگاه عالی است.
- اگر DI بین ۰-۱ باشد پاسخها رضایت‌بخش هستند.
- اگر DI بین ۱-۲ باشد، هنوز پاسخها قابل قبول هستند.
- چنانچه بیش از ۲ باشد غیر قابل قبول بوده و باید کالیبراسیون آنالیزر بررسی شود.
- در حالت $DI > 3$ يك نقص جدي وجود داشته و باید علت آن مشخص شود.

روش ارزش اختصاص داده شده (Assigned Value Method)

- ◆ ۱- در این روش خون کنترلي (مثلاً کنترل Hb) ساخته شده و میزان واقعي آن با روشها و مواد مرجع تعيين مي‌گردد.
- ◆ ۲- سپس این نمونه کنترلي به آزمایشگاههاي شرکت‌کننده فرستاده شده و پاسخهاي آنها دریافت مي‌گردد.
- ◆ ۳- این پاسخها را مي‌توان با دامنه یا انحراف معيار از میانگین اختصاص داده شده قضاوت نمود.

تفسیر

- ◆ چنانچه نتایج آزمایشگاهها کوچکتر از ۱ SD باشد، پاسخها عالی محسوب مي‌شوند.
- ◆ نتایج بین ۱-۲ SD نیز رضایت‌بخش هستند.
- ◆ اگر نتایج آزمایشگاهها بین ۲-۳ SD باشند داراي نقص بوده و نیاز به دقت دارند.
- ◆ چنانچه نتایج بیشتر از ۳ SD باشند باید علت امر بررسی شود.

منابع:

- ♦ ۱- علی ملکی. اصول کار و منابع خطا در آنالیزهای هماتولوژی (سل کانترها)، چاپ اول، انتشارات اندیشه رفیع، تهران، ۱۳۸۴.
- ♦ ۲- علی ملکی، دکتر سعید کاویانی، کامران منصوری. کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی، چاپ اول، انتشارات اندیشه رفیع، تهران، ۱۳۸۸.
- ♦ ۳- علی ملکی. قابلیتها و محدودیتهای کنترلهای سلولی در کالیبراسیون آنالیزهای هماتولوژی. نشریه پزشک و آزمایشگاه، شماره ۲۷، ۱۳۸۶.
- ♦ ۴- علی ملکی. اتوماسیون در آزمایشگاه هماتولوژی، اهمیت و ضرورت. نشریه پزشک و آزمایشگاه، شماره ۲۸، ۱۳۸۶.
- ♦ ۵- علی ملکی، دکتر سعید کاویانی. تشخیص و پیگیری منابع خطا در شمارش اتوماتیک پلاکتها (موارد افزایش کاذب). نشریه پزشک و آزمایشگاه، شماره ۳۴، ۱۳۸۷.
- ♦ ۶- علی ملکی، دکتر سعید کاویانی. رویکردی نوین به گستره خون محیطی و اهمیت آن در تشخیصهای افتراقی. نشریه تشخیص آزمایشگاهی، شماره های ۵۸ و ۶۱، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸.
- ♦ ۷- علی ملکی، دکتر سعید کاویانی. تشخیص و پیگیری منابع خطا در شمارش اتوماتیک پلاکتها (موارد کاهش کاذب). نشریه پزشک و آزمایشگاه، شماره ۳۵، ۱۳۸۷.
- ♦ ۸- علی ملکی، دکتر سعید کاویانی. ترومبوسیتوپنی کاذب (اهمیت و راهکارهای تشخیص و تصحیح آن). نشریه پزشکی تامین اجتماعی، شماره ۴۴، ۱۳۸۷.
- ♦ ۹- علی ملکی. راهکاری کارآمد در کنترل کیفی هماتولوژی (قوانین وستگارد مرتبط با سه سطح کنترل). نشریه پزشک و آزمایشگاه، شماره ۳۶، ۱۳۸۷.
- ♦ ۱۰- دکتر گل افشان، حبیب اله: روش های آزمایشگاهی و کنترل کیفی در خون شناسی، شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۳۸۰.
- ♦ ۱۱- دکتر کریمی شهیدی، سید مهدی: ریاضی، آمار و کنترل کیفی در طب آزمایشگاهی، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، ۱۳۸۱.
- ♦ ۱۲- دکتر پوپک، بهزاد: کنترل کیفی داخلی در هماتولوژی. تهران: نشریه تخصصی آزمایشگاهی و تشخیص، شماره یک، پائیز ۱۳۸۳.
- ♦ ۱۳- فریزان، مصطفی: روش کالیبراسیون دستگاههای شمارشگر خودکار سلولهای خون. تهران: نشریه تشخیص آزمایشگاهی، شماره ۱۱، آذر و دی ۱۳۷۹.
- ♦ ۱۴- پاورپوینتهای آموزشی آزمایشگاه رفرانس.



References:

- ◆ 1. James O. Westgard: Basic QC Practices. 2th ed. (2002).
www.westgard.com
- ◆ 2. S.M. Lewis, B.J. Bain, I. Bates: Dacie and Lewis practical Haematology. Churchill Living stone, 9th ed, (2001).
- ◆ 3. John A. Koepke: Laboratory Hematology. Churchil Livingstone, 1th ed, (1984).
- ◆ 4. Chanarian, Laboratory Hematology. Churichil Livingstone, 1th ed, (1989)
- ◆ 5. World Health Organization. Biological Substances: International Standards and Reference Reagents, Geneva: WHO, 1991.
- ◆ 6. S.M. Lewis: Quality Assurance in Haematology. World Health Organization/LAB.98.4.

کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

نگارش: علی ملکی / دکتر سعید کاویانی / کامران منصور

نگارش:

علی ملکی

کارشناس ارشد هماتولوژی

دکتر سعید کاویانی

عضو هیأت علمی هماتولوژی دانشگاه تربیت مدرس

کامران منصور

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



Quality Control in Hematology Lab

Ali Maleki

Msc of Hematology

Dr. Saeed Kaviani

Ph.D. of Hematology

Kamran Mansouri

Msc of Hematology





با سپاس فراوان از توجه شما